

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина			УП-10-149
Узимање и достављање узорака за патохистолошку анализу у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ Бијељина				
Страна 1 од 3	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	1	2021-02-23	др Видак Симић руководилац Службе за патолошку анатомију са цитолошком дијагностиком	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

Упутством се прописују узимање и достављање узорака за патохистолошку анализу у Службу за патохистологију са цитолошком дијагностиком у Јавној здравственој установи Болница „Свети Врачеви“ Бијељина,

За примјену упутства одговорни су начелници одељења Болнице, где се врши узимање узорака за патохистолошка испитивања.

Упутство примјењују медицински техничари, инструментари у одељењима Болнице, гдје се врши узимање узорака за патохистолошки преглед.

Упутство се примјењује и за узимање узорака који се достављају из других здравствених установа у Болницу. Установа може да користи образац упутнице који је дефинисан овим упутством, или може да користи сопствени образац, који испуњава захтјеве дефинисане овим упутством.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

ПР-10-001: Управљање медицинском документацијом

Manual of Surgical pathology, Susan C. Lester, third edition, Elsevier Saunders

3. ПОЈМОВИ И СКРАЋЕНИЦЕ

патологија - Служба за патохистологију са цитолошком дијагностиком

4. ОПИС УПУТСТВА

4.1 Формирање упутнице

Упутница се попуњава читко и комплетно, у складу са испитивањем које се тражи и рубрикама које су дефинисане у обрасцу:

- назив одељења/установе и број протокола одељења/службе,
- подаци о пацијенту: презиме (име оца) име, адреса, матични број, мјесто рођења, година рођења,
- подаци о узорку и испитивањима која се траже:
- шта се шаље (опис узорка),
- шта се захтијва (обилежити одговарајућу анализу: *Ex tempore*, парафинска биопсија, или цитолошки преглед),
- Ph број претходног извјештаја о испитивању (ако постоји),
- клиничка дијагноза,
- клинички подаци о току болести и налази, терапија
- датум узимања узорка/материјала.

Упутницу потписује доктор медицине који доставља биолошки материјал на испитивање.

4.2 Узимање узорака

Manual of Surgical pathology, Susan C. Lester, third edition, Elsevier Saunders

Болница Бијељина	Страна 2 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-149
		1	2021-02-23	

4.2.1 Операционе сале, хируршке/гинеколошке амбуланте, ендоскопије

- По завршетку или у току оперативног, ендоскопског захвата и /или прегледа, узети узорак-материјал се ставља у одговарајућу пластичну посуду.
- Сипа се у посуду фиксатив (пуферизовани Формалин) у количини која је бар двадесет пута већа од запремине материјала-узорка.
- Пластична посуда се затвара и на њој, на медицинском фластеру се уписује Име и презиме пацијента-корисника услуга, годиште и датум узимања узорка-материјала.
- Пластичне посуде се похрањују у хладни контејнер с правилно исписаним Упутницама-захтјевима за Пх анализу
- У свеску послатих узорак-материјала уписује тражене податке.
- Исти или следећи дан одговорни медицински радник доноси контејнер с материјалом/материјалима и уптницама и свеском послатих узорака-материјала у патологију.
- У току примо-предаје узорака-материјала (а по контроли пх лаборанта) пх лаборант се потписује у свеску послатих узорака-материјала а уз потпис ставља и датум примо-предаје

4.2.2. Цитолошки материјал

Цитолошки материјал се може узимати или у бочицу или прављењем бриса на предметном стаклу.

Поступак с цитолошким материјалом узетим у бочицу је следећи:

- Течни материјал се ставља у бочицу, бочица затвара (без фиксатива) обиљежава се како је то већ описано.
- Уколико се узети течни узорак-материјал не доноси исти дан у патологију, него следећи или после викенда, узорак се мора похранити у фрижидеру!!!

Остали дио исти као и за тзв крупни материјал.

Поступак с цитолошким материјалом узетим на предметну плочицу је следећи:

- На предметно стакло се капне кап материјала из шприце или са биоптера и направи се размаз
- Размаз се фиксира Биофиксативом

Уколико се размаз не фиксира неопходно га је одмах донијети у патологију.

Предметна стакла заједно са одговарајуће попуњеном образцем *ОБ-10-079: Упутница за патохистолошки преглед* се доносе у патологију,

4.3 Достављање узорака на патохистолошку анализу

- Служба за патолошку анатомију са цитолошком дијагностиком прима узорке биолошког материјала сваког дана од 10,00-12,00 сати.
 - Достављање узорака за *Ex tempore* анализе се најављује, и узорци се примају у договорено и најављено вријеме.
 - Сви узорци који нису достављени истог дана када је узет биолошки материјал, чувају се на прописан начин, тако да се обезбеди интегритет узорка.
- Сваки узорак који се доставља на испитивање једнозначно се обележава, како је дефинисано у тачки 4.2.1 и 4.2.2. овог упутства.

Медицински техничар одељења води *Свеску евиденција узорака који се достављају на патохистолошку анализу*.

Р.број	Име и презиме	узорак	Датум узимања	Датум преузимања	Потпис особе која преузима
1					
2					
3					

Табела 1: Садржај свеске предатих узорака-материјала за Рх анализу

Медицински техничар доставља узорак и одговарајућу упутницу.

Болница Бијељина	Страна 3 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-149
		1	2021-02-23	

Приликом примопредаје узорка спроводи се контролисање Упутнице и узорка. Узорци и упутнице који не испуњавају критеријуме, не примају се за испитивање.

Када су критеријуми за пријем испуњени, лаборант се потписује у *Свеску евиденције узорака-материјала*, и уписује датум пријема

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

– ОБ-10-079: Упутница за патохистолошки преглед

6. ЗАПИСИ

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примјерака	Рок чувања	Мјесто чувања	Евидентирање
Упутница за патохистолошки преглед	ОБ-10-079	доктор медицине	3	трајно	Служба за патолошку анатомију са хистолошким дијагностиком	Протокол Службе Ph

